

Jednorazowy miękki wkład wykonany z polietylenu, zgrzany hermetycznie do sztywnej pokrywy, wewnątrz której umieszczony jest filtr hydrofobowo-antybakteryjny, który działa również jako system antyprzelewowy. Wkład musi być umieszczony w specjalnym zbiorniku wielokrotnego użytku z poliwęglanu z możliwością dezynfekcji i sterylizacji. Stosowanie systemu FLOVAC pozwala zmniejszyć koszty mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz poprawia warunki higieniczne.

Hermetycznie zgrzewane

FLOVAC wkłady jednorazowe 1000ml / 2000ml

PACJENT, port do podłączenia drenu z pacjentem

Zatyczka do zamknięcia portu PACJENT

Port do podłączenia ssaka

Port do podłączenia kolejnego wkładu

Zatyczka do zamknięcia zapelnionego wkładu

FLOVAC zbiornik wielokrotnego użytku 1000ml / 2000ml



	ASKIR 20 ASKIR 30 ASKIR 230 12V BR ASKIR 36 BR	ASKIR C30	HOSPIVAC 350 HOSPIVAC 400	ASKIR 118
wkład 1000ml	31848			31848
wkład 2000ml	31846	31846	31846	
zbiornik 1000ml	31843			31843
zbiornik 2000ml	31841	31841	31841	